

الفصل الثاني: تعيين بعض الثوابت الفيزيائية

Determination of some physical constants

يسمى المقدار الذي يسمح بربط عدد ثابت (عند شروط معينة) بخاصة فيزيائية للجسم النقي باسم الثابت الفيزيائي لهذا الجسم. وتعد بعض هذه الثوابت، كدرجات الانصهار والغليان، ذات أهمية كبرى بالنسبة للكيميائي العضوي، فهي تسمح أحياناً بالتعرف بسرعة على هوية العديد من الأجسام. ويجب التأكيد على أن الثوابت الفيزيائية مفيدة فقط في تعيين هوية المركبات المعروفة سلفاً، لأنه من غير الممكن التنبؤ بدقة عن خواص مثل درجات الانصهار والغليان لمركبات جرى اصطناعها أو عزلها حديثاً. من جهة أخرى يمكن أن تزودنا درجات الانصهار والغليان المقاسة بمعلومات عن نقاوة العينة المدروسة ولذلك يجب تعيينهما بدقة. ومن أكثر الثوابت الفيزيائية شيوعاً: درجة الانصهار (melting point)، ودرجة الغليان (boiling point)، وقرينة الانكسار (refractive index) والكثافة (Density).

ويتضمن هذا الفصل التجارب المتضمنة قياس بعض هذه الثوابت، وقد تطورت في السنوات الأخيرة تقنيات أنواع المطيافية المختلفة (المطيافية تحت الحمراء IR، المطيافية فوق البنفسجية UV، ومطيافية الطنين المغناطيسي النووي NMR وغيرها) والتي أصبحت ذات فائدة كبيرة في تعيين هوية المركبات العضوية وبنائها.

التجربة الأولى: تعيين درجات الانصهار

The determination of melting points

تعرف نقطة الانصهار لمركب ما بأنها درجة الحرارة التي يكون فيها الشكلان السائل والصلب للمركب في حالة توازن كل منهما مع الآخر تحت الضغط الجوي النظامي. ويعرف مجال درجة الانصهار بالمجال الكائن بين درجة الحرارة التي يبدأ فيها المركب بالتميع، ودرجة الحرارة التي يصبح فيها المركب تام السيولة. تنصهر المركبات النقية في مجال يساوي أو يقل عن 0.5 درجة سلفزوس، أما المركبات التجارية (الأقل نقاوة) فيتراوح مجال انصهارها بين 1-2 درجة سلفزوس.

دليل النقاوة:

يمكن اعتبار المركب نقياً إذا لم تختلف درجة انصهاره سوى بدرجة مئوية واحدة عن الدرجة الحقيقية (المنشورة في الأدبيات العلمية). ولابد من الذكر أن هناك العديد من المركبات التي تنصهر في درجة الحرارة نفسها (أو في درجتَي حرارة متقاربتين جداً)، ولذلك فإن تطابق درجات الانصهار في عدة أجسام لا يعني تماثل هذه الأجسام. فمثلاً ينصهر أورثو ثنائي الفينول أو البيروكاتيشين $C_6H_4(OH)_2$ في الدرجة 104 سلفزوس وينصهر أورثو فنيولين ثنائي الأمين $C_6H_4(NH_2)_2$ في الدرجة 102 سلفزوس، ومن الممكن أن يتشابه علينا الجسمان عند قياس درجتَي انصهارهما وخاصة إذا ما خفضت آثار من الشوائب قليلاً من درجة انصهار البيروكاتيشين. كما ينصهر ثنائي الفينول أو الريزورسين في الدرجة 118 سلفزوس وينصهر حمض البيزوثيك في الدرجة 122 سلفزوس. ولكن الأخير سهل التصعد مما يجعل من الممكن ارتكاب خطأ مقداره 3 سلفزوس عند قياس درجة انصهاره ليلتبس علينا المركبان. لتجنب أخطاء من هذا النوع علينا التمعن في الملاحظة التالية: إذا ما انصهر مركبان مجهولان في درجة الحرارة نفسها، فإن خليطهما ينصهر في تلك الدرجة إذا كان المركبان متطابقان.

خواص الانصهار غير العادية:




إن أكثر هذه الخواص مصادفة تلين العينة وتفتكها، حيث يعاني أكثر المركبات العضوية تغيراً في البنية البلورية قبل الانصهار مباشرة بسبب تبخر المذيب الذي استعمل في البلورة، فتأخذ العينة مظهراً طرياً أو مبللاً يمكن أن يترافق بانكماش العينة داخل الأنبوب الشعري. ويجب ألا يفسر ذلك كبدائية لعملية الانصهار ويجب انتظار ظهور أول قطرة صغيرة من السائل.

تتفكك بعض المركبات عند الانصهار، ويترافق ذلك بزوال لون العينة وتشكل منتجات التفكك شوائباً في العينة. تكون درجة الانصهار أخفض من الدرجة الفعلية ويجب عند ملاحظة هذا السلوك تسجيل درجة الانصهار بطريقة تدل على حدوث التفكك، مثلاً 185 سلايوس (ت) أو 185 (d). تتوقف درجة الانصهار على عدد من العوامل أهمها حجم العينة ودرجة نعومتها وسرعة التسخين ونقاوة العينة وهويتها. تسبب العوامل الثلاثة الأولى تأخر انتقال الحرارة من سائل التسخين إلى العينة ثم انتقالها وتغلغلها إلى داخل العينة. ويسبب التسخين السريع قراءة أخفض لدرجة حرارة سائل التسخين.


طرائق قياس درجات الانصهار:

يمكن قياس درجات الانصهار بطرائق عدة أكثرها استعمالاً الطرائق التالية:

1. طريقة كتلة ماكن: يتألف الجهاز من قضيب من الفولاذ على شكل متوازي مستطيلات أو موشور سطحه العلوي مصقول ونظيف. وتسمح حفرة طولانية محورية فيه بإدخال ميزان الحرارة. تسخن هذه الكتلة بلهب الغاز أو بحرارة مقاومة كهربائية. لتعيين درجة انصهار مركب ما نسخن هذه الكتلة ونضع من وقت لآخر دقائق ناعمة من المادة في النقطة من السطح الكائنة فوق مستودع ميزان الحرارة، ويحيث تكون نهاية العمود الزئبقي عند فوهة خروج الكتلة المعدنية. ونراقب انصهار المادة ونسجل دجة الحرارة الموافقة.




كتلة ماكن



2. الطرائق المعتمدة على الأنبوب الشعري: تستعمل تشكيلة واسعة من طرائق التسخين عند تعيين $SSu + 5H_2O_4$

درجات الانصهار بطريقة الأنبوب الشعري تتراوح من الببشر البسيط المليء بزيوت معدني أو سيليكوني والذي يسخن بلهب مصباح بنزن ويحرك يدوياً إلى الأجهزة المتطورة (مثل جهاز توماس-هوفر وجهاز ميل-تيمب) المسخنة كهربائياً والتي يجري خلط السائل فيها ميكانيكياً. ومن الأجهزة البسيطة المستعملة في تعيين درجة الانصهار أنبوب تيل، المصمم بطريقة تضمن توزيع الحرارة المطبقة على الذراع الجانبي بواسطة مصباح بنزن على جميع أنحاء الجهاز عن طريق تيارات الحمل بحيث لا يتطلب الأمر تحريكاً إضافياً. يمكن التحكم بدرجة الحرارة هنا عن طريق التحكم بالموقد.




طرائق مختلفة لقياس درجة الانصهار: استعمال بيشر عادي أو أنبوب عادي أو أنبوب ثيل

أو استعمال جهاز حديث.

وأخيراً نذكر طريقة كتلة النحاس أو الألمنيوم التي تعين فيها درجات انصهار المواد التي تنصهر في درجات حرارة أعلى من 250 سليزيوس، وهناك نماذج مختلفة منها. وتتألف من كتلة اسطوانية من

النحاس ذات حافة في قسمها العلوي تمكن من حملها على حلقة من الحديد. ويوجد فيها فتحتان أفقيتان قطر كل منهما 7 مم تشكلان زاوية قائمة فيما بينهما وتلتقيان عند المحور الشاقولي للكتلة. يوضع في إحدى الفتحتين ميزان الحرارة وفي الفتحة الأخرى قضيب زجاج من البيركس مجهز بضوء لإضاءة العينة وعدسة مكبرة لمراقبة الانصهار، ويوضع أنبوب الانصهار الشعري الحاوي على المادة المدروسة في فتحة قطرها 1.5 مم تخترق الكتلة في اتجاه المحور الشاقولي حتى تلتقي بالفتحتين الأفقيتين.



كتلة النحاس

إجراءات الأمان:

1. تأكد من عدم وجود مذيبيات قابلة للاشتعال قريبة من مكان العمل وخاصة إذا استعملت لهباً في هذه التجربة. يجب ربط الشعر الطويل إلى الخلف للحفاظ عليه بعيداً عن اللهب. كما يجب التأكد من إبعاد اللهب عن الخرطوم المطاطي الذي يوصل الموقد بفتحة الغاز، ويجب إغلاق صنبور الغاز عند عدم الاستعمال.
2. إذا تلوث الزيت المعدني أو زيت السيليكون ببضع قطرات من الماء يصبح غير آمناً، لأن تسخينه فوق الدرجة 100 سيلزيوس (درجة غليان الماء) سيؤدي إلى تتأثر الزيت الحار نتيجة تشكل بخار الماء. كما أن الحريق يمكن أن يحدث نتيجة ل تماس الزيت مع اللهب المفتوح.

وإذا استعملت أنبوب تبييل تأكد من عدم وجود قطرات مائية، وفي حال وجودها بادر إلى تغيير الزيت أو أنبوب تبييل.

3. لا تسخن الزيت المعدني (وهو مزيج من فحوم هيدروجينية ذات درجات غليان عالية) فوق الدرجة 200 سلزيوس بسبب امكان حدوث احتراق تلقائي للزيت وخاصة عند استعمال الموقد. ويمكن تسخين الزيت السيليكوني إلى الدرجة 300 سلزيوس تقريباً.
4. احذر من وقوع المواد الكيميائية على جلدك وإذا حصل ذلك أزلها بالفرشاة أو بمنديل ورقي.

الأدوات والمواد اللازمة:

بيشر، ميزان حرارة، أنابيب شعرية، زيت معدني أو سيليكوني، مصباح بنزن، حوض، حامل معدني، سداة فلين، حلقات مطاطية، أنبوب تبييل، جهاز قياس درجات الانصهار، المواد المدروسة.

طريقة العمل:

1. ضع قليلاً من العينة المدروسة (100 مغ) في أنبوب شعري ملحوم من إحدى نهايتيه. توضع كمية قليلة جداً من العينة المسحوقة سحقاً ناعماً على زجاجة ساعة صغيرة أو على قعر بيشر مقلوب ثم تغمر النهاية المفتوحة للأنبوب الشعري في بودة العينة عدة مرات ويمكن إدخال مسحوق العينة إلى النهاية الملحومة من الأنبوب الشعري بقلب الأنبوب وحك نهايته الملحومة بمبرد أو بنقر النهاية الملحومة بسرعة وخفة على سطح صلب لرص المسحوق الذي يجب ألا يتجاوز ارتفاعه 2-3 مم.
2. ضع الأنبوب الشعري في جهاز قياس درجة الانصهار المتوفر في المختبر، وإذا لم يتوفر الجهاز انتقل إلى الإجراء التالي.
3. ثبت الأنبوب الشعري إلى ميزان الحرارة باستعمال حلقة مطاطية، ويجب أن تكون العينة مجاورة تماماً لمستودع الزئبق في ميزان الحرارة، كما يجب أن تثبت الحلقة المطاطية فوق مستوى سائل التسخين.

4. أغمس الميزان والأنبوب الشعري في الحمام الزيتي (جهاز تيل أو بيشر بحتوي محرك) مع تثبيت الميزان بسدادة فليزية مثقوبة ومقطوعة طولياً بحيث يمكن رؤية تدريجات ميزان الحرارة بوضوح في تلك المنطقة.
5. ارفع درجة الحرارة تدريجياً بمعدل درجتين تقريباً كل دقيقة، حتى تنصهر المادة وتتحول إلى سائل، ولاحظ درجة الحرارة التي يبدأ عندها الانصهار ودرجة الحرارة التي تنصهر عندها المادة وسجلهما كمجال انصهار المادة.
6. كرر التجربة مرتين وخذ المتوسط ويمكن استعمال مادتين مختلفتين.
7. إذا كنت تعرف نقطة انصهار المادة، ارفع درجة الحرارة بسرعة لما قبل نقطة الانصهار بـ 10 درجات، ثم ارفع درجة الحرارة درجة واحدة كل دقيقة حتى تصل إلى نقطة الانصهار.
8. يجب مراقبة عملية الانصهار بدقة ولا تترك العينة لتحترق وتتفكك، وإذا حدث ذلك فقم بإعادة التجربة.
9. تعيين درجة انصهار مزيج من مركبين: امزج جيداً بمساعدة ملوق (ملعقة) الكميات التالية من المركبين المطلوبين وعين مجال ودرجة انصهار المزانج الموافقة باتباع الخطوات 1-8. ارسـم مخطط درجة انصهار المزيج بدلالة نسبة أحد المادتين.
10. سلوك المركبات العضوية عند الاشتعال: ضع على رأس ملوق كمية قليلة جداً من المواد العضوية المقدمة إليك وأحرقها على لهب موقد بنزن. دون ملاحظاتك حول الفوارق في إضاءة اللهب، ووجود بقايا غير قابلة للاشتعال والسهولة النسبية للانصهار والروائح المميزة.
11. نظم النتائج في جدول كالاتي وارسم العلاقة بين درجة انصهار المزيج والنسبة المولية لأحد مكوناته.