

تحديد ثوابت التشرد بالطريقة الكهربائية

(تحديد ثابت تشرد حمض الخل)

يستند هذا القياس على المبادئ النظرية والتجريبية التي ذكرت في التجربة السابقة.

- الأدوات اللازمة

جهاز pH مع أقطابه ، ببisher سعة 50 مل عدد (٤) ، محلول حمض الخل النظامي - ممص مدرج من ٥ مل - ماء مقطر .

- طريقة العمل

١. يحضر بدءاً من محلول نظامي لحمض الخل ثلاثة تراكيز هي : 0.01 و 0.02 و 0.03 نظامياً وذلك بأخذ الكميات المذكورة في الجدول التالي و تمديدها داخل بالونات معاير حتى نكمل الحجم إلى (١٠٠ مل) بالماء المقطر :

٣	٢	١	رقم محلول
٣	٢	١	كمية حمض الخل $1N$ المأخوذة
٠,٠٣	٠,٠٢	٠,٠١	النظامية
			pH
			$[H^+]$

٢. يعاير الجهاز على pH باستخدام محليل موقية ، وبعدها مع غسل الأقطاب جيداً بين كل مرة ومرة وتجفيفها بقصاصات أوراق الترشيح يقاس pH المحاليل الثلاثة لحمض الخل بدقة ومرتين لكل منها معأخذ المتوسط في كل مرة .

٣. يحسب تركيز المحاليل الحقيقي بحساب شوارد H^+ من العلاقة :

$$PH = -\log[H^+]$$

وبعد هذا الحساب تحسب درجة التفكك α ومنها تحسب K ثابتة تفكك حمض الخل باستخدام العلاقات التالية:

$$K = \frac{\alpha^2 \cdot C}{1 - \alpha} \quad \text{و} \quad \alpha = \frac{[H^+]}{C}$$

حيث : C : التركيز الابتدائي لحمض الخل .

٤. يجري الحساب على المحاليل الثلاثة . ويؤخذ متوسط القيم .